


PREVENÇÃO OCULAR NA HANSENÍASE



TESTES

CENTRO DE PREVENÇÃO OFTALMOLÓGICA
CPO

Instituto LAURO DE SOUZA LIMA
Bauru / SP / Brasil

Publicado por

 **DAHW**

Associação Alemã de Ajuda
aos Hansenianos

TALMILEP

Teaching and Learning Materials in Leprosy



TESTE DE SCHIRMER

MATERIAL - fita de papel filtro de laboratório (densidade 40 ou 50) de 35 x 5 mm, mais ponta (desenho).

TÉCNICA


- dobrar a ponta da fita
- encaixar a fita no fundo do saco palpebral inferior na porção temporal
- deixar por 5 minutos (paciente de olhos levemente fechados)
- medir a extensão da parte umedecida (sem a parte dobrada).
normal= 10 à 15 mm/5 minutos

RESULT.

- se a fita ficar molhada antes de 5 min. retirar a mesma e anotar a extensão total e o tempo que demorou (35/? min).

OBS.

- ver se há edema no canto nasal do olho, refluxo de secreção, obstrução do ponto lacrimal.





TESTE DA FORÇA MUSCULAR

TÉCNICA

- paciente de olhos fechados suavemente (como para dormir)

- elevar a pálpebra superior usando o seu dedo mínimo

I.

- sentir a resistência da musculatura palpebral

- soltar a pálpebra

- observar a volta à posição inicial

II.

- paciente na mesma posição anterior observar se há uma fenda palpebral

- olhar por um ângulo inferior, usar foco luminoso

- paciente de olhos fechados, utilizando toda força muscular

III.

- observar se o pregueamento das pálpebras é simétrico

RESULT.


- diminuição da resistência e/ou pregueamento assimétrico=**PARESIA**

- existência de uma fenda=**LAGOFTALMO**

OBS.

- medir a fenda - o paciente de olhos fechados suavemente sem força(s/f)

- medir a fenda - o paciente de olhos fechados com força (c/f)



TESTE DA SENSIBILIDADE

- MATERIAL** - fio dental - fino ou extra fino sem sabor
comprimento livre - 5 cm
- TÉCNICA** - tocar 3 x lateralmente a periferia da córnea
- OBS.** - **posição** - atrás do paciente, desviando a sua visão **ou**
- **posição** - na frente do paciente, o mesmo olhando para sua testa
- RESULT.** - observar o piscar
 imediato
 demorado
 ausente
- OBS.** - observar - brilho, transparência e
 homogeneidade (reflexo da janela)



**TESTE DA ESTIMATIVA DA PRESSÃO
INTRA OCULAR PELA PALPAÇÃO**

29

TÉCNICA

- paciente olhando para baixo
- pressionar alternadamente com os indicadores o globo ocular direito
- repetir no globo ocular esquerdo
- sentir se a resistência é igual em ambos os olhos

RESULT.

- ambos os olhos com a mesma resistência e sem dor = **normal**
- um dos olhos mais duro, com maior resistência e dor = pode indicar um aumento da pressão intra ocular = **Glaucoma**

OBS.

- **GLAUCOMA = OFTALMOLOGISTA**



TESTE DA ACUIDADE VISUAL

- MATERIAL**
- tabela de Snellen
 - fita métrica
 - oclisor
 - lápis preto
- TÉCNICA**
- fixar a tabela na parede, a linha 0,8 na altura dos olhos do paciente
 - medir e marcar a distância indicada na tabela (6 ou 5 metros)
 - explicar ao paciente o procedimento
 - começar com os optotipos maiores
 - **AV menor do que 0,1 ou 0,05 = contagem de dedos (CD)**
- III.**
- começar na distância máxima
 - aproximar-se passo a passo
- RESULT.**
- vale a linha com 2/3 dos optotipos acertados
 - vale a distância em que o paciente acertou 2 a 3 vezes o número de dedos
- OBS.**
- não contagem de dedos a 1 metro = ver se percebe movimentos da mão nesta distância,
 - se negativo, ver se percebe luz
 - testar cada olho separadamente

OLHO VERMELHO

olho vermelho com dor

olho vermelho e/ou diminuição
brusca da visão

olho vermelho e secreção

=

URGÊNCIA = OFTALMOLOGISTA